

REHABIQ

NANO RESPIRÁTOR NMO1

TŘÍDA FFP2 NR

Jednorázový

Filtrační polomaska proti částicím

Účinnost filtrace na částice NaCl aerosolu: $\geq 97\%$

Účinnost na záchyt virů a bakterií: $>99,9\%$

Prodyšnost 140 l/m² /s umožňuje snadné dýchání.

Účinnost materiálu 12 hodin.

Splňuje normu EN 149:2001 + A1:2009.

FFP2

Rehabiq nanovláknový respirátor NMO1 je osobním ochranným prostředkem dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích.

NÁVOD K POUŽITÍ Verze 24. 2. 2021

Nasazení nano respirátoru:

1. **Umyjte si ruce** mýdlem a teplou vodou. **Utřete si ruce.**
2. **Vyjměte respirátor** z obalu a uchopte ho za gumičky tvarovatelným okrajem nahoru.
3. Rozevřete respirátor a **přiložte k obličejí** tak, aby **zakrýval nos i ústa**, připevněte **gumičky za uši**.
4. **Vytvarujte vyztužený okraj** respirátoru podle tvaru nosu.
5. **Prověřte těsnost** respirátoru a přimáčkněte kolem nosu.

Na respirátor během nošení nesahejte.



Bezpečné sundání nano respirátoru:

1. **Umyjte si ruce** mýdlem a teplou vodou. Utřete si ruce.
2. **Nedotýkejte se** přední strany respirátoru.
3. S respirátorem manipulujte pouze **pomocí gumiček**.
4. Uchopte obě gumičky a opatrně **sejměte respirátor**.
5. **Umyjte si ruce** mýdlem a teplou vodou.

Při opakovaném použití hrozí nebezpečí kontaminace.



VYROBENO V ČR

Výrobce: Nano Medical s.r.o. | 5. května 65, 140 00 Praha 4
Distributor: Rehasport Trade s.r.o. | Obchodní 107, 251 01 Čestlice
www.rehasport.cz | info@rehasport.cz | +420 800 200 900

UPOZORNĚNÍ

- před použitím zkontrolujte, že není poškozený respirátor ani jeho obal
- poškozený respirátor nezajišťuje plnou ochranu
- vždy se ujistěte, že je respirátor kompletní, správně nasazen a nošen po celou dobu expozice
- tento prostředek nechrání proti plynům / výparům
- nepoužívejte tento prostředek jako ochranu před atmosférickými kontaminanty, jejichž koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví či život
- nasazujte respirátor na oholenou tvář, vousy zabraňují kontaktu respirátoru s obličejem, což vede ke snížené ochraně respirátoru
- tento prostředek neeliminuje riziko kontraktace nemoci či infekce
- nedoporučuje se čištění, praní ani žehlení respirátoru
- tento prostředek je určen pouze k jednorázovému použití
- opakované použití může způsobit křížovou kontaminaci, ohrozit bezpečnost uživatele a zhoršit celkový výkon produktu
- Rehabiq nano respirátor NMO1 neprodleně zničte a vyměňte, pokud dojde ke kontaminaci krví nebo jinými infekčními kontaminanty, pokud je poškozen, pokud způsobuje větší obtíž s dýcháním
- po použití zajistěte likvidaci v souladu s požadavky směrnice na likvidaci nebezpečného infekčního materiálu
- kontaminované výrobky je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy
- jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo vsouvislosti s tímto prostředkem ohlaste společnosti Rehasport Trade, s.r.o. a příslušnému místnímu kontrolnímu úřadu
- tento prostředek není ohnivzdorný
- nepoužívejte v přímém kontaktu s otevřeným ohněm
- nepoužívejte v ovzduší obsahující méně než 19,5 % kyslíku, pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc
- datum expirace najdete na spodní straně obalu

Notifikovaná osoba GÉPTESZT Kft. (2233) (Jablonka 79, 1037 Budapešť, Maďarsko) provedla přezkoušení dle Evropské normy EN 149:2001+A1 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky ochranné proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení (Ochranná třída FFP2) a vydala certifikát č.: VD35/283/2103/E/2233.

