

Začínáme

Krok 1

Zapněte a nechte pracovat

Nechte G3 plout po svalech, které si vyžadují nejvyšší pozornost a úlevu od bolesti.

Krok 2

Stáhněte si aplikaci Theragun

Zjistěte jak dostat z vaší G3 co nejvíce pomoci návodů a triků krok za krokem.

Krok 3


Žijte svůj nejlepší život

Zlepšete své zdraví, pohyblivost a štěstí, zasloužíte si to.






G3

Přečtěte si přiložené bezpečnostní instrukce



- A Vypínač
- B LED indikátory stavu baterie
- C Multi-úchopová rukojeť
- D Port k připojení nabíjecího kabelu
- E Vyměnitelné nástavce


Použití G3

1. Stisknutím tlačítka  zapnete G3
2. Stisknutím tlačítka  přepínejte rychlosti (2400 ot./min. pro standardní ošetření a 1750 ot./min. pro jemnější ošetření)
3. Opětovným stisknutím tlačítka  vypnete G3

[Stáhněte si Theragun App pro více informací o praktickém použití G3](#)


Nasazení a sundání nástavce

1. Nasměrujte nástavec k zakončení ramene, otočte nástavec tak, aby korespondoval tvar koncovky ramene s tvarem prohlubně v nástavci, nasadte zatlačením, díly do sebe zacvaknou
2. Sundání nástavce - uchopte spodní část nástavce a vytáhněte



Nabíjení G3

1. Zapojte konektor nabíječky do portu na spodní straně G3
2. LED kontrolky baterie začnou postupně problikávat
3. G3 je plně nabitý když svítí nepřerušovaně všech 6 LED kontrolkek najednou



Nástavce

Váš G3 přichází se 4 nástavci - každý je speciálně navržený na jiné svalové skupiny, zaměřen na různé zdravotní neduhy a bolesti.

[Zjistěte jak je všechny použít pomocí Theragun App.](#)

