

Co je G2PRO™?

Patentovaný TheraGun G2PRO je originální vysokofrekvenční zařízení s vysokou amplitudou neuromuskulární perkusivní terapie, která poskytuje zotavení a úlevu od bolesti. Je určen jak pro profesionální, tak i osobní použití.

Pro koho je TheraGun G2PRO™ pro?

TheraGun G2PRO™ je určen lidem, kteří chtějí více od života. Ať už jste sportovec, profesionál, fitness nadšenec, osobní trenér nebo trpíte svalovou bolestí, G2PRO™ nabízí přirozený přístup ke zlepšení vašeho fyzického zdraví. Je přenosný, lehký a snadno použitelný s kompaktním designem. G2PRO™ by neměl být používán u dětí mladších 8 let. Pokud jste těhotná, poraďte se se svým lékařem před použitím.

Jaké jsou výhody přístroje G2PRO™?

G2PRO™ pomáhá zmírnit svalovou únavu, napjatost, bolesti, uzly, křeče, tuhost, stejně jako příznaky způsobené poškozením nervů, atrofií, artritidou, roztroušenou sklerózou a řadou dalších onemocnění.

Jak pomáhá G2PRO™ zmírnit bolesti svalů?

Zařízení G2PRO™ je vybaveno nastavitelnými úhly pro místa, která jsou obtížně přístupná a provádí následující činnosti:

- Zvyšuje průtok krve a lymfatického systému
- Rozbívá zjizvenou tkáň
- Snižuje kyselinu mléčnou
- Aktivuje nervový systém a svaly
- Resetuje nervový systém

Jak používat G2PRO™?

Spusťte svůj G2PRO™ předtím, než začnete masírovat své tělo. Pomalu aplikujte lehký tlak a pohybujte G2PRO™ po těle 60-90 sekund na každou část těla. Celá masáž těla by neměla přesáhnout 15 minut. Dopřejte si masáž 2-3x denně. Nepoužívejte přípravek G2PRO™ na vaši hlavu, otevřené rány nebo genitální oblast.

Potřebuji licenci nebo certifikaci pro používání G2PRO™?

Ne, nepotřebujete licenci či certifikát, abyste dnes používali svůj G2PRO™!

Jaký je rozdíl mezi G2PRO™ a předchozím modelem G1?

Trvalo více jak rok usilovného výzkumu a vývoje patentovaného G2PRO™ než byl připraven ke spuštění a používá nejlepší průmyslové komponenty. Jsme nadšeni, že s vámi sdílíme následující nové funkce:

- Nový, elegantní ergonomický design určený pro vhodnost a pohodlí uživatele
- Rozšířená životnost baterie a indikátor napájení LED
- Jednoduchý spínač zapnutí / vypnutí, který nahrazuje bezpečnostní spoušť G1
- Příchytka s kuličkovým ložiskem pro nové patentované AmpBIT, které umožňuje bezproblémové připevnění a odpojení
- Nový a vylepšený vnitřní průmyslový motor pro lepší rovnováhu a výkonnost

G2PRO™ je dodáván se 2 bateriemi, třemi originálními AmpBIT, jedním zbrusu novým AmpBIT a novým kufříkem, který vám umožní vzít G2PRO™ kamkoliv. G2PRO™ je dalším velkým skokem pro ruční perkusivní terapii, která vám umožní dělat více, co máte rádi.

Bude možné používat G2PRO™ v zahraničí?

Ano. Zařízení G2PRO™ je napájeno 110 V a 220 V, takže může být použito bez převodníku. Potřebuje jednoduše adaptér.

Bude model G1 stále dostupný k prodeji?

Ne. G1 již není k dispozici. V tuto chvíli je k prodeji pouze model G2PRO™.

Vidím, že příslušenství G1 se stále prodává. Existuje nějaká kompatibilita mezi zařízeními G1 a G2PRO™?

Vzhledem k vylepšené konstrukci modelu G2PRO™ a jeho doplňkových součástí není bohužel žádná kompatibilita mezi G1 AmpBIT, baterií a nabíječkou a AmpBIT G2PRO™, baterií a nabíječkou.

Jak velký je G2PRO™ a kolik to váží?

- Hmotnost přístroje: 1,1 kg
- Rozměry výrobku: 22 x 14 x 5 cm

Co je to amplituda?

Amplituda je vzdálenost, kterou AmpBIT cestuje během své otáčky. Přemýšlejte o tom takto: léčba z G2PRO™ je přirovnávána k hluboké tkáňové masáži. Chcete-li rozdělit uzly a pracovat na svalech, hluboká tkáňová masáž by byla účinnější než švédská masáž, protože působí hlouběji ve svalech. Amplituda TheraGun má stejnou věc jako hluboká tkáňová masáž, ale s menším množstvím bolesti nebo tlaku, protože rychlost (frekvence) G2PRO™ má přednost před bolestivými signály v mozku. Jedinečná kombinace amplitudy a frekvence G2PRO™ z něj činí účinnější zařízení než obyčejný masér a další perkusivní přístroje.

Co je AmpBIT?

AmpBIT znamená zvýšení amplitudy krevního toku. AmpBITs jsou jedinečné pěnové příchytky určené k pevnému, ale pohodlnému zacházení svalů.

Proč máte různé AmpBIT?

Nabízíme čtyři AmpBIT: standardní míč, velkou kuličku, kužel a zcela nový tlumič.

- Standardní kulička je ideální pro běžné použití
- Velký míček je ideální pro velké svalové skupiny (quadriceps, glutety atd.) a extrémní bolestivost svalů a kloubů
- Kužel je ideální pro spouštěcí body a malé oblasti svalů (nohy, zápěstí apod.)
- Tlumič je určen pro citlivé svaly nebo kostní oblasti, které vyžadují menší tlak.

Jakou životnost mají AmpBIT?

V průměru by se měly AmpBIT vyměňovat každých 90 dní. V klinickém prostředí, kde bude vaše průměrné denní užití jistě vyšší, doporučujeme vyměnit AmpBIT po přibližně 30 dnech používání.

Proč nemá G2PRO™ různé rychlosti?

G2PRO™ je lékařem kalibrován tak, aby byl prováděn optimální rychlostí pro účinnou perkusní terapii. Rychlejší rychlost by byla bolestivá a pomalejší rychlost by nebyla tak účinná.

Kolik otáček za minutu?

2000 - 2500 ot/min (33 Hertz - 42 Hertz)

Má můj G2PRO™ být tak hlasitý?

G2PRO™ je výkonné perkusivní zařízení, které je vyrobeno z průmyslových dílů, které vytvářejí potřebnou rychlost, sílu a točivý moment, aby poskytly hluboké svalové ošetření, které je jedinečné pro TheraGun. Nikdy bychom nechtěli obětovat hluk za sílu a účinnost.

ZÁRUČNÍ INFORMACE

Jak dlouho platí záruka?

Vytvořili jsme TheraGun G2PRO™ s vysoce kvalitními průmyslovými součástkami, které vydrží dlouhou dobu. Bohužel, stejně jako u všech vysoce kvalitních zařízení, může dojít k poruchám. Pokud k tomu dojde, záruka pokrývá vaši jednotku G2PRO™ po celou dobu nákupu a baterie po dobu 90 dní po zakoupení. S radostí váš G2PRO™ vyměníme nebo opravíme, ale nepokrýváme náklady na zpětnou přepravu.

Jak mohu zaregistrovat svou záruku?

Pokud jste zakoupili G2PRO™ přímo na www.theragun.com, vaše záruka se automaticky zaregistruje. Další informace týkající se záruky naleznete v našich informacích o záruce. Pokud jste svůj G2PRO™ nekoupili přímo na adrese www.theragun.com, budete si muset zaregistrovat svou záruku: <https://theragun.com/pages/warranty-form> či kontaktovat info@rehasport.cz.

Co dělat, když nebude G2PRO™ fungovat?

Vytvořili jsme TheraGun G2PRO™ s vysoce kvalitními průmyslovými součástmi, které vydrží dlouhou dobu. Bohužel, stejně jako u všech vysoce kvalitních zařízení, může dojít k poruchám. Pokud k tomu dojde, záruka pokrývá váš balíček G2PRO™ po celou dobu nákupu a baterie po dobu 90 dní po zakoupení. Kontaktujte nás prosím na email info@rehasport.cz, abychom vám mohli poskytnout více informací, které jsou specifické pro vaše dotazy.

BATERIE //

Je moje baterie v záruce?

Vaše baterie má od data zakoupení má 90 denní záruku.

Jak dlouho baterie vydrží?

Plně nabitá baterie G1 vydrží 20 minut (v závislosti na použití). Plně nabitá baterie G2PRO™ vydrží 40-45 minut (v závislosti na použití). Zařízení G2PRO™ se bude nabíjet přibližně 50 minut díky větší kapacitě baterie. Čím vyšší tlak aplikujete na své tělo, tím rychleji se baterie vybije. Životnost baterie závisí na tom, jak často ji používáte a jak dobře o ni pečujete.

Co mohu udělat, aby se baterie vydržely déle?

Vyjměte baterii z nabíječky, jakmile je plně nabitá, a nenechávejte ji v nabíječce přes noc.

Zdá se, že mé baterie se nenabíjejí. Co bych měl dělat?

Při odstraňování problémů s bateriemi postupujte podle následujících pokynů:

1. Zapojte nabíječku. LED dioda THERAGUN třikrát blikne zeleně a pak se zastaví.
2. Vložte baterii do nabíječky a zatlačte dolů, až zaklapne na místo. Pokud je baterie plně vložena do nabíječky, dioda THERAGUN bude blikat pomalu červeně (jednou za sekundu) .
3. Jakmile LED dioda THERAGUN rozsvítí zeleně, je akumulátor zcela nabitý.
 - Pokud je baterie přehřátá, rozbitá nebo není plně vložena do nabíječky, LED dioda THERAGUN bude rychle blikat červeně (třikrát za sekundu)..
 - Během nabíjení baterie LED dioda THERAGUN bude stále blikat červeně, ale pomaleji (jednou za sekundu).
 - Když je baterie plně nabitá, LED THERAGUN se rozsvítí zeleně.

Mohu použít baterii / nabíječku G1 s novým G2PRO™?

Ne, mezi konstrukcemi baterií pro tyto dva modely neexistuje kompatibilita, protože model G2PRO™ má jinou kapacitu a design baterie.

Mohu letět s lithium-iontovými bateriemi?

Náhradní (odinstalované) lithium-iontové baterie musí být uloženy pouze v zavazadlovém prostoru. Při kontrole zavazadlového prostoru na bráně musí být všechny náhradní lithiové baterie vyjmuty z vaku a uloženy spolu s cestujícím v kabině letadla.

Přečtěte si další informace od FAA.